

ADVANCED TISSUE – MANAGEMENT

El camino fácil a la estética dental

PARASORB RESODONT® Forte

Membrana de colágeno reabsorbible

1 cm² contiene 6 – 8 mg de fibrillas nativas de colágeno de origen equino




Imagen SEM x 500

Microestructura

La función de barrera de **PARASORB RESODONT® Forte** previene la proliferación de tejido conjuntivo y favorece el crecimiento de las células osteoblásticas en los alvéolos.

Se absorbe completamente resultando innecesaria una segunda intervención para retirar la membrana.



PARASORB RESODONT® Forte




- Membrana resistente al desgarro, blanca y comprimida.
- Estructura estable en condiciones secas y húmedas.
- Excelente biocompatibilidad.
- Rápida integración en el tejido circundante.
- Se recorta en estado seco con una tijera hasta el tamaño deseado.





INDICACIONES PRINCIPALES



Regeneración guiada de tejidos (GTR)



Reconstrucción de defectos óseos



Elevación de seno

PRESENTACIÓN

PARASORB RESODONT® Forte está disponible con las siguientes referencias y dimensiones:

Referencia	Dimensiones
RDF1502	(XS) 16 x 25 mm (4 cm ²)
RDF3503	(M) 32 x 25 mm (8 cm ²)