



# ADVANCED TISSUE – MANAGEMENT

El camino fácil a la estética dental

**PARASORB® Cone**

**PARASORB® Fleece HD**

Gama completa de COLÁGENOS para tratamiento de alveolos post-extracción y otros defectos óseos (quistes, resección raíces, etc)



**PARASORB® Cone**



Tamponamiento hemostático, tratamiento de los alveolos post-extracción sin defectos óseos en el área posterior.

1 cm<sup>2</sup> contiene 22,4 mg de fibras nativas de colágeno equino.

**PARASORB® Fleece HD**



Recubrimiento absorbible de heridas, tamponamiento hemostático, llenado de defecto óseo en quistes y otros defectos con las 4 paredes, recubrimiento del sitio donante después de un injerto de tejido blando o duro.

Colágeno altamente concentrado para grandes defectos óseos.  
1 cm<sup>2</sup> contiene 5,6 mg de fibras nativas de colágeno equino.

## CARACTERÍSTICAS CONE Y FLEECE

- Capacidad de absorción de grandes cantidades de fluidos debido a su estructura esponjosa.
- Rápida integración del tejido circundante.
- Hemostasis rápida y segura.
- Estabilización del coágulo.

# Gama colágenos PARASORB de RESORBA

## Solución 4 en 1

### 1- Hemostasis rápida y segura

- Sin riesgo de sangrado secundario.
- Estabilización del coágulo.

### 2- Reducción atrofia cresta alveolar

- Estabilización de la cresta alveolar y preservación de la cortical vestibular.
- Estabilización del volumen en el proceso alveolar.
- Mejora de los resultados estéticos y funcionales a largo plazo.


### 3- Regeneración ósea de confianza

- Matriz de regeneración definida.
- Propiedades angio y osteoconductoras.
- Cicatrización ósea tras un periodo de tiempo relativamente corto.
- Resultados predecibles a largo plazo.


### 4- Alta satisfacción del profesional y del paciente

- Técnica sencilla y segura.
- Facilita los siguientes pasos del tratamiento.
- Mayor confort al paciente.
- Excelente relación coste-beneficio.


## INDICACIONES PRINCIPALES




Extracción dental y preservación alveolar




Cistectomía



Apicectomía



PARASORB® Cone



PARASORB® Fleece HD

## PRESENTACIÓN

Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades
DK1010	PARASORB® Cone	Ø 12 mm H 16 mm	10 Conos
DK8002	PARASORB® Fleece HD	18 x 36 mm	12 Fleecees

